



## QS 10/2 • KÜNSTLICHES HOMO-SKELETT

Naturabguß eines männlichen Erwachsenenskelettes, aus SOMSO-Plast®. Naturgetreue Wiedergabe der Knochenstruktur in allen anatomischen Details. Schädel mit abnehmbarem Schädeldach und Unterkiefer. Gelenke beweglich montiert, obere und untere Extremitäten abnehmbar. Der rechte und linke Fuß lassen sich vom Unterschenkel lösen. An einem Arm mit Darstellung der Oberarmmuskeln aus elastischem Material. Durch Beugen und Strecken des Armes kann die Flexion bzw. Extension der Muskeln demonstriert werden. Schematisches Funktionsmodell. Aufrechtstehend auf Stativ montiert. Mit Staubschutzhülle. Höhe Skelett 170 cm. Höhe 179 cm, Breite 55 cm, Tiefe 55 cm, Gewicht 10,1 kg.