



GS 4 • KEHLKOPF MIT ZUNGE

natürliche Größe, aus SOMSO-Plast®. Kehlkopf: Knorpelskelett, Bandapparat, Muskeln, Schleimhautrelief und Schilddrüse sind gezeigt. Zunge: der vordere Teil des Unterkiefers zum Entfernen, durch Medianschnitt in zwei Hälften zerlegbar. Gl. sublingualis und Gl. submandibularis sind gezeigt.

Insgesamt in 5 Teile zerlegbar. Auf grünem Sockel.

Höhe 23 cm, Breite 14 cm, Tiefe 16 cm, Gewicht 0,86 kg.