



## MS 53/B • MUÑECO LACTANTE, MASCULINO

correspondiente a un lactante de unas 6 semanas, en color de piel oscuro. De SOMSO-PLAST® blando. Con articulaciones esféricas y cabeza ligeramente móvil que se vence hacia atrás. Ojos de color marrón claro pintados a mano. Este muñeco combinado ideal permite practicar el baño y el cambio de pañales, y también está indicado para practicar la postura al sostenerlo. La nariz y los oídos están abiertos, así como el ano, para la introducción de un termómetro. Sin ropa. Perímetro cefálico 35,8 cm, longitud 54 cm, peso 3,3 kg