

ANATOMÍA

Órgano auditivo

Nuestro Modelo es la Naturaleza



SOMSO Modelle



DS 14 • LABERINTO

Aprox. 18 aumentos, de SOMSO-PLAST®. Conducto semicircular superior y vestíbulo abierto, mostrando el sáculo y el utrículo. La cóclea se puede desmontar mediante un corte en el sentido de su eje longitudinal. Representación de la inervación del sistema vestibular. En total 2 piezas. Sobre soporte con peana verde. Altura 31 cm, anchura 24 cm, profundidad 18 cm, peso 1,1 kg.