

# ANATOMÍA

## Preparaciones óseas artificiales

Nuestro Modelo es la Naturaleza



SOMSO Modelle



### QS 10 • ESQUELETO HUMANO ARTIFICIAL

masculino, modelado del natural, de SOMSO-PLAST®. Reproducción realista de la estructura ósea en todos los detalles anatómicos. Cráneo con bóveda craneana extraíble y mandíbula. Articulaciones montadas de forma móvil, extremidades superiores e inferiores extraíbles. Los pies derecho e izquierdo se pueden soltar de la pierna. Con pie del soporte con tacos. Altura 179 cm (esqueleto 170 cm), anchura 55 cm, profundidad 55 cm, peso 10,4 kg