

ANATOMÍA

Preparaciones óseas artificiales

Nuestro Modelo es la Naturaleza



SOMSO Modelle



QS 7/9-E • CRÁNEO HUMANO ARTIFICIAL

desarrollado en colaboración con el Prof. Dr. med. Wolfgang Schmidt y el Dr. med. Werner Scheller, Instituto de Anatomía de la Universidad de Leipzig. Modelado del natural, de SOMSO-PLAST®. Tras retirar el cráneo se puede desmontar en dos mitades la base del cráneo mediante un corte medial, exponiendo y permitiendo extraer el tabique nasal, los senos paranasales y los cornetes nasales (2 piezas), así como el hueso etmoides. La mandíbula está fijada de forma móvil y se puede retirar. El cráneo consta de un total de 9 piezas. Peso 0,8 kg.