



ZoS 27 • MODELL DER HAUSKATZE

natürliche Größe, aus SOMSO-Plast®. Die rechte Hälfte zeigt außen das Fell und die innere Ansicht den Kopfschnitt sowie die drei großen Körperhöhlen. An der linken Körperhälfte sind die oberflächlichen Skelettmuskeln dargestellt. Durch Medianschnitt in zwei Hälften zerlegbar. Folgende Eingeweide können herausgenommen werden: rechte Lunge, Herz, Leber, Magen, Dünndarm mit Milz, und Dickdarm mit Niere und den weiblichen Geschlechtsorganen.

Insgesamt in 8 Teile zerlegbar. Auf ausziehbarem grünem Sockel mit Stativ.

Höhe 43 cm, Breite 52 cm, Tiefe 21 cm, Gewicht 6,1 kg.