



HS 25/1 • FEINBAU DER ARTERIE UND VENE

vielfache Vergrößerung, aus SOMSO-Plast®. Das Modell wurde nach einem Gefäßpräparat aus dem Unterschenkel gestaltet. Darstellung der einzelnen Gefäßschichten, die Venenklappen sind geschlossen und geöffnet gezeigt. Bei der Bemalung wurde die Elastika-Färbung nach Volkmann-Strauß berücksichtigt.

In 3 Teile zerlegbar. Auf grünem Sockel.

Höhe 64 cm, Breite 39 cm, Tiefe 30 cm, Gewicht 7,7 kg.