



NS 54/1 • MODELO FUNCIONAL DEL TARSO

A tamaño natural, de SOMSO-PLAST®. El modelo fue desarrollado en colaboración con el Dr. med. Urs Schneider. El modelo permite apreciar semicuantitativamente el desplazamiento de los huesos individuales del pie durante la transición de la inversión y la eversion desde la posición normal en el pie no sometido a carga. Se pretende así facilitar la comprensión de los patrones de movimiento del pie en circunstancias fisiológicas y patológicas. Sobre soporte con peana verde.

Altura 23 cm, anchura 33,5 cm, profundidad 15 cm, peso 1,45 kg