



## QS 10/3 • KÜNSTLICHES HOMO-SKELETT

männliches Erwachsenenskelett, nach der Natur modelliert, aus SOMSO-Plast®. Naturgetreue Wiedergabe der Knochenstruktur in allen anatomischen Details. Schädel mit abnehmbarem Schädeldach und Unterkiefer. Gelenke beweglich montiert, obere und untere Extremitäten abnehmbar. Der rechte und linke Fuß lassen sich vom Unterschenkel lösen. Mit Aufhängevorrichtung am Schädel (ohne Stativ).

Höhe 170 cm, Breite 38 cm, Tiefe 28 cm, Gewicht 8,8 kg.