



QS 10/6 • KÜNSTLICHES HOMO-SKELETT

männliches Erwachsenenskelett, nach der Natur modelliert, aus SOMSO-Plast®. Naturgetreue Wiedergabe der Knochenstruktur in allen anatomischen Details. Schädel mit abnehmbarem Schädeldach und Unterkiefer. Gelenke beweglich montiert, obere und untere Extremitäten abnehmbar. Der rechte und linke Fuß lassen sich vom Unterschenkel lösen. Auf der rechten Seite Darstellung der Gelenkbänder am Knie, an der Hüfte, am Ellenbogen und an der Schulter. Demonstration der natürlichen Beweglichkeit anatomisch genau. Aufrechtstehend auf Rollenstativ montiert.

Höhe Skelett 170 cm. Höhe 180 cm, Breite 55 cm, Tiefe 55 cm, Gewicht 11,5 kg.