




MS 13 • BECKEN MIT UTERUS IM 9. SCHWANGERSCHAFTSMONAT

natürliche Größe, aus SOMSO-Plast®. Das Modell zeigt die rechte Hälfte des weiblichen Beckens und Bauchraumes im Medianschnitt. Fetus herausnehmbar. Nach Prof. Dr. Petry, Anatomisches Institut, Marburg. Insgesamt 2teilig, auf grünem Sockel.

Höhe 41 cm, Breite 28 cm, Tiefe 40 cm, Gewicht 5,8 kg.