



AS 21 • TORSO MASCULINO CON CABEZA

A tamaño natural, de SOMSO-PLAST®. Desmontable en 15 piezas: hemisferio cerebral izquierdo; ojo con músculos y nervio óptico; costillas con pulmones (2 piezas); corazón (2 piezas); hígado; estómago; intestinos delgado y grueso (3 piezas); ciego con posibilidad de apertura; mitad del riñón derecho; mitad de la vejiga; torso sobre peana verde.

Altura 91 cm (torso 85 cm), anchura 39 cm, profundidad 26 cm, peso 12,1 kg