



ZoS 6/1 • WIEDERKÄUERMAGEN DES RINDES

1/3 natürlicher Größe, aus SOMSO-PLAST®. Pansen und Netzmagen durch einen Schnitt in zwei Hälften zerlegbar und das Relief der Magenschleimhaut darstellend, sowie Blätter- und Labmagen zum Öffnen.

In 3 Teile zerlegbar. Abnehmbar auf Stativ mit grünem Sockel.

Höhe 35 cm, Breite 28 cm, Tiefe 18 cm, Gewicht 2,5 kg