



ZoS 1 • RINDERMODELL

etwa 1/3 natürlicher Größe, aus SOMSO-PLAST®. Durch Medianschnitt in zwei Hälften zerlegbar, linke Seite zeigt das Fell, rechts ist die oberflächliche Muskulatur dargestellt. Rechtes Vorderbein mit Schulterblatt und der zweiköpfige Oberschenkelmuskel zum Abnehmen. Euter zeigt Aufhängeapparat, Gefäßversorgung und Lymphgefäße. Die Eingeweide lassen sich wie folgt zerlegen: Lungenhälfte, Herz (2-teilig), Dünn- und Dickdarm, Wiederkäuermagen, Uterus- und Euterhälfte. Darstellung des Pansenstichs. Insgesamt 11-teilig. Auf grünem Sockel mit Rollen (ausziehbar).

Höhe 54 cm, Breite 85 cm (=Länge des Modells), Tiefe 28 cm, Gewicht 17,4 kg