



QS 10/9 • KÜNSTLICHES HOMO-SKELETT

männliches Erwachsenenskelett, nach der Natur modelliert, aus SOMSO-Plast®. Naturgetreue Wiedergabe der Knochenstruktur in allen anatomischen Details. Schädel mit abnehmbarem Schädeldach und Unterkiefer. Gelenke beweglich montiert, obere und untere Extremitäten abnehmbar. Obere Extremitäten lassen sich einschließlich Schultergürtel abnehmen. Der rechte und linke Fuß lassen sich vom Unterschenkel lösen. An der rechten Hälfte sind die Ursprungs- und Ansatzflächen der wichtigsten Muskeln von Kopf bis Fuß farblich markiert (Ursprung = rot, Ansatz = blau). An der linken Hälfte sind die Einzelknochen nummeriert. Aufrechtstehend auf Rollenstativ montiert.

Höhe 180 cm (Höhe Skelett 170 cm), Breite 55 cm, Tiefe 55 cm, Gewicht 10,4 kg.