


ANATOMÍA

Cabeza y sistema nervioso

Nuestro Modelo es la Naturaleza



SOMSO Modelle



BS 5/2 • BASE DE LA CABEZA

A tamaño natural, de SOMSO-PLAST®. Cerebro con arterias extraíble. Representación de la duramadre, de los 12 pares de nervios craneales y de la arteria basilar. Pero además con bóveda craneana.

Desmontable en 10 piezas en total, sobre peana verde.

Altura 23 cm, anchura 18 cm, profundidad 22 cm, peso 2,35 kg