



BS 16 • NERVEN UND BLUTGEFÄSSE AM GESICHTSSCHÄDEL

natürliche Größe, aus SOMSO-Plast®.

Darstellung der Muskeln, Nerven und Gefäße mit Schwerpunkt Nervus trigeminus und Nervus facialis.

Die Zunge ist herausnehmbar. Das Modell ist insgesamt in 2 Teile zerlegbar.

Auf Stativ mit grünem Sockel, unter Klarsichthülle.

Höhe 22 cm, Breite 33 cm, Tiefe 19 cm, Gewicht 1,3 kg.