


ANATOMÍA

Modelos de Torsos

Nuestro Modelo es la Naturaleza



SOMSO Modelle



AS 6 • TORSO MUSCULAR CON CABEZA Y ÓRGANOS GENITALES INTERCAMBIABLES

A tamaño natural, de SOMSO-PLAST®. Desmontable en 41 piezas individuales: Cabeza extraíble a la altura del arco postal y compuesta por 10 piezas; paredes torácica y abdominal (2 piezas); articulación del hombro izquierdo; glándula mamaria femenina; pulmón derecho (2 piezas), pulmón izquierdo (2 piezas), corazón (2 piezas); árbol bronquial; diafragma; esófago; hígado; estómago (2 piezas); intestino delgado y grueso con duodeno y páncreas; ciego con apertura; bazo; aorta ascendente con vena cava inferior; riñón derecho (2 piezas) y riñón izquierdo con uréter; órganos genitales femeninos (3 piezas); órganos genitales masculinos (4 piezas); torso, sobre peana verde.