



ANATOMÍA

Cabeza y sistema nervioso

Nuestro Modelo es la Naturaleza



SOMSO Modelle



BS 5/5 • MODELO EN SECCIÓN ANATÓMICO DE LA CABEZA

(en combinación con las correspondientes imágenes TAC y RM) según el Prof. Dr. med. Dr. med. h.c. J. W. Rohen. El modelo muestra las estructuras anatómicas de 11 secciones horizontales de la cabeza humana consecutivas, orientadas en el plano habitual de las imágenes TAC y RM (plano CA-CP) y realizadas con el mismo grosor de sección (0,8 cm). Las secciones han sido modeladas conforme a preparados originales y representan la vista desde arriba. A tamaño natural, fabricado en plástico especial. Las secciones representadas en el modelo están montadas en un soporte vertical que permite desplegarlas individualmente para compararlas con la correspondiente imagen TAC o RM. Sobre tabla base verde.

Altura 36 cm, anchura 46 cm, profundidad 30 cm, peso 7 kg